

UK

An active bandage to support and treat bruising of the chest and ribcage. This bandage provides optimum fit and comfort to give the ribs support and protection.

#### **Applying the Bandage**

The Rib bandage is wrapped around the chest and can be fixed by adjustable Velcro straps. The pressure, compression of this bandage is adjustable and easy to adjust by means of the Velcro closure.

#### **Care and Cleaning**

Wash in warm water (by hand) with a mild detergent, rinse thoroughly and hang dry. Do not wash in the machine or dry clean. Do not tumble dry.

#### **WARNING**

Do not wear on open wounds or if you have a tendency to skin disorder, allergic reaction or circulatory disorder.

- The bandage is intended for the individual care of the patient.
- In case of improper use, product liability is excluded.
- A combination with other products must be discussed in advance with the doctor.
- If the symptoms increase or you notice abnormal changes, please consult your doctor.
- Please do not allow the bandage to come into contact with fatty and acidic agents, ointments and lotions.

**Not a substitute for medical care. Always consult a doctor for injury diagnosis and treatment.**



**SCHAPER**

#### **Manufacturer**

Orthopädie Schaper GmbH  
Dr. Salzmannstrasse 6  
4600 Wels  
Österreich  
office@schaper-wels.at  
www.bandagist-schaper.at

#### **Distribution**

Schaper Benelux  
Rivierdijk 226  
3372 BN Hardinxveld  
Nederland  
ronald@schaper-benelux.com



**SCHAPER**

- DEU **ORRIPM Rippenbruchgürtel Herren**
- NL **ORRIPM Ribbandage Heren**
- F **ORRIPM Bande costale hommes**
- UK **ORRIPM Rib bandage - men's**



Ein aktiver Verband zur Unterstützung und Korrektur von Prellungen an Brust und Rippen. Die Bandage hat eine optimale und bequeme Passform, gibt den Rippen Halt und Schutz.

### Anlegen der Bandage

Die Rippenbandage wird um den Rumpf gelegt und kann mit dem verstellbaren Klettverschluss fixiert werden. Der Druck, Kompression ist einstellbar und durch den Klettverschluss einfach einzustellen.

### Pflege und Reinigung

Die Bandage ist nur für Handwäsche geeignet und lässt sich mit milden Waschmitteln gut reinigen. Beim Trocknen darf die Bandage keiner direkten Hitze ausgesetzt sein.

### Hinweise

- Die Bandage ist zur einmaligen Versorgung für den Patienten vorgesehen.
- Bei unsachgemässer Anwendung ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.
- Eine Kombination mit anderen Produkten muss vorher mit dem Arzt abgesprochen werden.
- Sollten die Beschwerden zunehmen oder Sie aussergewöhnliche Veränderungen an sich feststellen, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.
- Bitte lassen Sie die Bandage nicht mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben und Lotionen in Berührung kommen.

Een actieve bandage ter ondersteuning en correctie van kneuzing van de borst- en ribbenkast. De bandage heeft een optimale en comfortabele pasvorm, geeft de ribben steun en bescherming.

### Aanleggen van de bandage

De Ribbandage wordt om de romp geslagen en kan d.m.v. de verstelbare klittenbandsluiting gefixeerd worden. De druk, compressie van deze bandage is regelbaar en eenvoudig aan te passen door middel van de klittenbandsluiting.

### Behandeling en reiniging

In warm water (handwas) met een mild wasmiddel wassen, grondig spoelen en ophangen om te drogen.  
Niet in de wasmachine of chemisch reinigen. Niet in de droger drogen.

### LET OP

- Niet op open wonden dragen of als er kans bestaat op huidziekte, allergische reactie of een doorbloedingsstoornis.
- De bandage is bedoeld voor de individuele behandeling van de patiënt.
  - Bij verkeerd gebruik is productaansprakelijkheid uitgesloten.
  - Een combinatie met andere producten moet vooraf met de arts worden afgestemd.
  - Mochten de klachten toenemen of u merkt uitzonderlijke veranderingen op, ga naar uw arts.
  - Laat de brace niet met vet- of zuurhoudende middelen, zalfjes en lotions in contact komen.

Une bande active pour soutenir et corriger la contusion de la poitrine et de la cage thoracique. La bande a une forme optimale et confortable, soutient les côtes et les protège.

### Application du bandage

La Bande costale est placée autour du tronc et on peut la fixer à l'aide d'une fermeture Velcro réglable. La pression, la compression de ce bandage est réglable et facile à régler grâce à la fermeture Velcro.

### Entretien et nettoyage

Laver dans l'eau chaude avec une lessive douce, rincer abondamment et suspendre pour laisser sécher. Ne pas laver en machine et ne pas nettoyer avec des produits chimiques. Ne pas sécher dans un sèche-linge.

### Attention

- Ne pas porter sur des plaies ouvertes ou en cas de tendance à des affections cutanées, des réactions allergiques ou des problèmes circulatoires.
- Le bandage est prévu pour les soins individuels du patient.
  - Toute responsabilité produit est exclue en cas d'utilisation non appropriée.
  - La combinaison avec d'autres produits doit faire l'objet d'une consultation préalable du médecin.
  - Si les douleurs augmentent ou si vous constatez des changements inhabituels de votre corps, veuillez consulter votre médecin.
  - Veillez à ce que le bandage ne vienne pas en contact avec des produits contenant de la graisse ou des acides, des pommades ou de lotions.