

Its high quality and convenience of use makes this patella strap **ideal for use in sports**. It offers support when suffering from stabbing pain below the knee, by pressing onto the knee tendon with gel pads and supporting the patella (knee cap). This relieves strain at the tendon's attachment of the upper leg muscle and reduces pull on the lower leg, thus relieving the pain. Whereas other patella braces sometimes become loose or give insufficient support, this is not the case with the MED patella brace by Schaper. This patella strap is easy and fast to **close on two sides**. In addition, the patella brace can be washed without any problems.

#### Applying the Bandage

Place the patella band centered below the knee cap and close the Velcro fastener.

#### Care and Cleaning

Wash in warm water (by hand) with a mild detergent, rinse thoroughly and hang dry. Do not wash in the machine or dry clean. Do not tumble dry.

**WARNING** Do not wear on open wounds or if you have a tendency to skin disorder, allergic reaction or circulatory disorder.

- The bandage is intended for the individual care of the patient.
- In case of improper use, product liability is excluded.
- A combination with other products must be discussed in advance with the doctor.
- If the symptoms increase or you notice abnormal changes, please consult your doctor.
- Please do not allow the bandage to come into contact with fatty and acidic agents, ointments and lotions.

**Not a substitute for medical care. Always consult a doctor for injury diagnosis and treatment.**



SCHAPER

#### Manufacturer

Orthopädie Schaper GmbH  
Dr. Salzmannstrasse 6  
4600 Wels  
Österreich  
office@schaper-wels.at  
www.bandagist-schaper.at

#### Distribution

Schaper Benelux  
Rivierdijk 226  
3372 BN Hardinxveld  
Nederland  
ronald@schaper-benelux.com



SCHAPER

DEU **OR17 Patella Band**  
NL **OR17 Patellabandje**  
F **OR17 Bande patellaire**  
UK **OR17 Patella strap**



Durch die hohe Qualität und die einfache Handhabung ist das Patella Band **ideal für den Sport**. Es unterstützt Sie bei stechenden Schmerzen unter dem Knie, indem es die Gelpolster auf die Kniesehne drückt und die Patella (Kniescheibe) stützt. Auf diese Weise wird die Verbindung des Oberschenkelmuskels entlastet, die Zugkraft auf den Unterschenkel reduziert und es werden die Schmerzen gelindert. Wo andere Patella Bänder manchmal zu locker sind oder zu wenig Halt bieten, ist dies beim Schaper Patella Band nicht der Fall. Das Patella Band lässt sich einfach und schnell **beidseitig** schließen. Zudem kann das Patella Band problemlos gewaschen werden.

#### Anlegen der Bandage

Das Patella Band mittig unterhalb der Kniescheibe anlegen und Klettverschluss schließen.

#### Pflege und Reinigung

Die Bandage ist nur für Handwäsche geeignet und lässt sich mit milden Waschmitteln gut reinigen. Beim Trocknen darf die Bandage keiner direkten Hitze ausgesetzt sein.

#### Hinweise

- Die Bandage ist zur einmaligen Versorgung für den Patienten vorgesehen.
- Bei unsachgemässer Anwendung ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.
- Eine Kombination mit anderen Produkten muss vorher mit dem Arzt abgesprochen werden.
- Sollten die Beschwerden zunehmen oder Sie aussergewöhnliche Veränderungen an sich feststellen, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.
- Bitte lassen Sie die Bandage nicht mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben und Lotionen in Berührung kommen.

Door zijn hoogwaardige kwaliteit en gebruiksgemak is het patellabandje **ideaal om mee te sporten**. Het geeft steun wanneer u last heeft van een stekende pijn onder de knie, door met de gel-pads op de kniepees te drukken en de patella (knieschijf) te ondersteunen. Op deze manier wordt de aanhechting van de bovenbeenspier ontlast en vermindert de trekkracht op het onderbeen en wordt de pijn verlicht. Waar andere patellabandjes nog wel eens te los zitten of onvoldoende steun geven is dit bij het patellabandje van Schaper niet het geval. Het patellabandje is namelijk eenvoudig en snel aan **twee zijden te sluiten**. Daarnaast kan het patellabandje zonder probleem worden gewassen.

#### Aanleggen van de bandage

Het Patellabandje centraal onder de knieschijf aanbrengen en met klittenband sluiten.

#### Behandeling en reiniging

In warm water (handwas) met een mild wasmiddel wassen, grondig spoelen en ophangen om te drogen. Niet in de wasmachine of chemisch reinigen. Niet in de droger drogen.

#### LET OP

- Niet op open wonden dragen of als er kans bestaat op huidziekte, allergische reactie of een doorbloedingsstoornis.
- De bandage is bedoeld voor de individuele behandeling van de patiënt.
  - Bij verkeerd gebruik is productaansprakelijkheid uitgesloten.
  - Een combinatie met andere producten moet vooraf met de arts worden afgestemd.
  - Mochten de klachten toenemen of u merkt uitzonderlijke veranderingen op, ga naar uw arts.
  - Laat de brace niet met vet- of zuurhoudende middelen, zalfjes en lotions in contact komen.

Grâce à sa qualité supérieure et sa facilité d'utilisation, la bande patellaire est **idéale pour le sport**. Elle soutient quand vous souffrez d'une douleur lancinante sous le genou, en appuyant avec les pads de gel sur le tendon et en soutenant la rotule. De cette manière, on soulage la jonction du muscle de la cuisse et on diminue la traction sur le tibia, ce qui diminue la douleur. Alors que d'autres attelles patellaires se détachent ou ne soutiennent pas assez, ce n'est pas du tout le cas avec l'attelle patellaire de Schaper. La bande patellaire **se ferme** facilement et rapidement des deux côtés. De plus, l'attelle patellaire peut se laver sans problème.

#### Application du bandage

Appliquer le bandage pour rotule au centre juste au-dessous de la rotule et fermer le velcro.

#### Entretien et nettoyage

Laver dans l'eau chaude avec une lessive douce, rincer abondamment et suspendre pour laisser sécher. Ne pas laver en machine et ne pas nettoyer avec des produits chimiques. Ne pas sécher dans un sèche-linge.

#### Attention

- Ne pas porter sur des plaies ouvertes ou en cas de tendance à des affections cutanées, des réactions allergiques ou des problèmes circulatoires.
- Le bandage est prévu pour les soins individuels du patient.
  - Toute responsabilité produit est exclue en cas d'utilisation non appropriée.
  - La combinaison avec d'autres produits doit faire l'objet d'une consultation préalable du médecin.
  - Si les douleurs augmentent ou si vous constatez des changements inhabituels de votre corps, veuillez consulter votre médecin.
  - Veillez à ce que le bandage ne vienne pas en contact avec des produits contenant de la graisse ou des acides, des pommades ou de lotions.